

# SKG

Szemmasszírozó

## ES300

### Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.



Online útmutató, frissítések:  
[skghungary.hu/utmutato/es300](https://skghungary.hu/utmutato/es300)

---

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd.

Forgalmazó Magyarországon: Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

EU-képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország

Ügyfélszolgálat: [hey@skghungary.hu](mailto:hey@skghungary.hu) · [skghungary.hu](https://skghungary.hu)

Típus: ES300 · Eye Massager · HU-1.0 (2026)

## A készülék részei

**Külső héj** (textil felület) · **töltőcsatlakozó** (Type-C) · **be-/kikapcsoló gomb** · **jelzőfény** · **belső egység**: légpárnás masszázs + melegítés.

### Műszaki adatok

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Termék neve           | Szemmasszírozó     |
| Típus                 | ES300              |
| Névleges teljesítmény | 5 W                |
| Névleges feszültség   | 5 V DC             |
| Akkumulátor           | 1200 mAh / 4,44 Wh |

## Használat

Használat előtt állítsa a pántot megfelelő hosszúságúra, helyezze a készüléket a szem elé, és igazítsa a helyzetét és a szorosságát úgy, hogy a masszázs kellemes legyen.

### Lépések

1. **Be-/kikapcsolás:** tartsa nyomva a gombot 2 másodpercig. Rövid megnyomással válthat az öt program között: Lazítás, Szemvédelem, Vitalitás, Dinamikus, Alvás. Az alapprogram a Lazítás. A gomb dupla megnyomása ki-/bekapcsolja a zenét.
2. **Bluetooth:** első alkalommal párosítsa a telefonnal; a készülék Bluetooth-neve: **ES300**. A korábban párosított eszközökhöz bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik; sikeres kapcsolatnál hangjelzés: „Bluetooth Connected”.
3. **Alacsony töltöttség:** hangjelzés („Low Battery, Please Charge”) és piros jelzőfény; további használat esetén a készülék automatikusan kikapcsol.
4. **Töltés:** töltés közben a jelző piros, teljes töltöttségnél zöld.
5. Töltés közben a készülék kikapcsol, és nem kapcsolható be.

## Programok

| Program     | Működés                            |
|-------------|------------------------------------|
| Lazítás     | légnyomás 100 % + melegítés + zene |
| Szemvédelem | légnyomás 80 % + melegítés + zene  |
| Vitalitás   | légnyomás 100 % + zene             |
| Dinamikus   | légnyomás 80 % + zene              |
| Alvás       | melegítés + zene                   |

## A gomb funkciói

| Művelet           | Funkció                                    |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Hosszú nyomás     | be-/kikapcsolás                            |
| Rövid nyomás      | programváltás                              |
| Dupla érintés     | zene ki/be                                 |
| Tripla érintés    | néma mód ki/be (hangjelzés és zene nélkül) |
| Négyszeri érintés | jelzőfény ki/be                            |

## Karbantartás

- Ha a készülék felülete szennyezett, tiszta, puha, enyhén nedves ruhával törölje át. Ne használjon illékony folyadékot (pl. alkoholt). A készülék nem szedhető szét és nem mosható vízben.
- Ha hosszabb ideig nem használja, letakarva tárolja, hogy ne porosodjon.
- Tisztításkor ügyeljen, hogy víz vagy más folyadék ne jusson a készülékbe – rövidzárlatot okozhat.

## Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a megoldás nem segít, juttassa vissza a forgalmazóhoz javításra.

| Jelenség                     | Lehetséges ok                    | Megoldás                         |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nem kapcsol be               | lemerült az akkumulátor          | töltse fel                       |
|                              | a készülék töltés alatt van      | használja teljes feltöltés után  |
| Nem tölt / nincs töltéjelzés | a kábel nincs jól csatlakoztatva | húzza ki, és csatlakoztassa újra |

## Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

### Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltsse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncal, hajcsattal együtt.
- Ne töltsse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

### Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tiszta vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiszereelését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

### Az akkumulátor kiszerelése (csak leselejtezéskor)

1. Megfelelő szerszámmal nyissa szét a készülék külső és belső héját.
2. Csavarja ki a belső tartó rögzítőcsavarjait.
3. Csavarja ki a nyomtatott áramkör csavarjait.
4. Ollóval vágja el az akkumulátor vezetékeit.
5. Vegye ki az akkumulátort.

## Biztonsági előírások

- Használat előtt olvassa el és tartsa be az útmutatót. A helytelen használatból vagy az útmutató be nem tartásából eredő következményekért a gyártó nem vállal felelősséget.
- Első használat előtt töltsse fel az akkumulátort az útmutató szerint – hosszabb tárolás után lemerülhetett.

- A termékeket folyamatosan fejlesztjük; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Sminkelt arccal csak óvatosan használja: a smink elkenődhet, és beszennyezheti a készülék felületét. Ilyen esetben tiszta vízzel nedvesített ruhával törölje le.
- Vezetés közben ne használja.
- Ne használja túl meleg vagy túl párás környezetben.
- Ne használja, ha korábban stroke-ja volt, vagy magas, illetve alacsony vérnyomása van.
- Ne használja szembetegség – pl. zöldhályog, szürkehályog, retinaleválás, kötőhártya-gyulladás – esetén.
- Alkoholfogyasztás után ne használja.
- Szemműtét után és szívbetegség esetén a használat tilos.
- Használat előtt vegye ki a kontaktlencsét, vegye le a szemüveget, műszempillát, hajcsatot és egyéb kiegészítőt.
- A készülék személyes wellness-masszázs-eszköz; nem helyettesíti a gyógyszereket és az orvostechnikai eszközöket.
- Gyermekek, várandósok és menstruáló nők csak óvatosan használják.
- A készülék lítium-akkumulátort tartalmaz; ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
- Érzékeny bőr, arc bőr-allergia vagy arcon lévő plasztikai sebészeti anyag esetén csak orvosi útmutatás mellett használja.
- Bármilyen kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a használatot.
- Kizárólag a szem környékén használja, más testrészen ne.
- Ne szerelje szét. A készülék nem vízálló: ne mossa, és ne használja párás helyen.
- Ha a bélés szennyezett, nedves ruhával finoman törölje át.
- Használati környezet: 0–40 °C, relatív páratartalom <80 % (nem lecsapódó), légnyomás 50–106 kPa. Szállítás és tárolás: –20...+55 °C, ≤95 % RH, 50–106 kPa.

### **Fokozott óvatossággal, orvosi egyeztetés után használja**

Az alábbi esetekben a használat kellemetlenséget vagy balesetet okozhat, ezért előzetesen kérje ki orvosa véleményét:

- 18 év alattiak és 70 év felettiek
- orvosi kezelés alatt állók, akik rosszul érzik magukat
- fertőző betegség, szív- vagy agyidegi rendellenesség

- a bőrérzékelés zavara, bőrbetegség
- 38 °C feletti láz
- gyógyszert szedők
- kóros vérnyomás
- eszméletlen, súlyos kognitív zavarral élő vagy magát kifejezni nem tudó személy
- súlyos perifériás keringési zavar (pl. cukorbetegség)
- akut gennyes gyulladás
- fém implantátum
- spasztikus bénulás, véralvadási zavar, stroke utáni izommerevség, idegi ingerlékenység, ízületi kontraktúra
- a készülék felülete melegszik – aki a hőt rosszul érzékeli, különös óvatossággal használja

A gyártó a fenti körülmények esetén az útmutató be nem tartásából eredő kellemetlenségért vagy sérülésért nem vállal felelősséget.

## Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

## Megfelelőségi nyilatkozat

Az SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU (RED) irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető: <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

A készülék rádiófrekvenciás kibocsátása a testen viselve (0 cm távolságban) is megfelel az előírásoknak. Csak a mellékelt vagy jóváhagyott antennával és tartozékokkal használja.

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: [successservice2@hotmail.com](mailto:successservice2@hotmail.com).

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

### Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket a fogyasztónak eladó vállalkozást terheli. A **Hesteron Kft.**, az SKG hivatalos magyarországi forgalmazója, az általa értékesített készülékekre vállal jótállást – a skghungary.hu webáruházban, budapesti bemutatótermében vagy hivatalos viszonteladóin keresztül vásárolt termékekre –, a Hesteron Kft. vagy a hivatalos viszonteladó által kiállított számla alapján. Nem hivatalos forrásból (például külföldi webáruházból vagy magánszemélytől) vásárolt készülék esetén a jótállási igényt annál az eladónál lehet érvényesíteni, akitől a készüléket vásárolta.

### A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, cselekvési igény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

**Jótállásra kötelezett forgalmazó:** Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

**Javítószolgálat és ügyfélszolgálat:** 1158 Budapest, Késmárk u. 16. · hey@skghungary.hu · +36 20 959 8482

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

## Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki. Webáruházi vásárlásnál a jótállás a számlával is érvényesíthető.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Termék megnevezése, típusa</b> |  |
| <b>Gyártási szám (S/N)</b>        |  |
| <b>Vásárlás (átadás) napja</b>    |  |
| <b>Eladó neve, címe</b>           |  |
| <b>Eladó bélyegzője, aláírása</b> |  |

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (ES300 User Manual EN, 2025. 05.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.