

SKG

Nyakmasszírozó

GS500-N

Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.



Online útmutató, frissítések:
skghungary.hu/utmutato/g5500-n

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd.

Forgalmazó Magyarországon: Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

EU-képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország

Ügyfélszolgálat: hey@skghungary.hu · skghungary.hu

Típus: GS500-N · Neck Massager · HU-1.0 (2026)

A készülék részei és gombjai

Masszázsfejek (impulzus, melegítés és vibráció) · **vörös fényes terület** · **kezelőgombok** · **jelzőfény** · **töltőcsatlakozó** (Type-C). A képek tájékoztató jellegűek, a termék eltérhet.

Gomb	Funkció
BE/KI / módváltó gomb (S)	be-/kikapcsolás és programváltás
„+” gomb	az impulzus erősítése
„-” gomb	az impulzus csökkentése
Melegítés gomb	rövid nyomás: a melegítés fokozatának váltása
Vibráció / néma gomb	rövid nyomás: a vibráció fokozatának váltása; hosszú nyomás: hangjelzés be/ki

A Future Wear alkalmazás

1. Töltse le a „Future Wear” alkalmazást az alkalmazásboltból (Google Play / App Store), vagy olvassa be a QR-kódot.
2. Regisztráljon, és jelentkezzen be az alkalmazásba.
3. Kapcsolja be a készüléket és a telefon Bluetooth-funkcióját, majd adja hozzá a készüléket a „Future Wear” alkalmazásban.

Az impulzus erőssége alaphoz normál masszázserősségre van állítva, ami a legtöbb felhasználónak megfelel. Ha erősebb impulzusos masszázst szeretne, az alkalmazásban a készülék vezérlőoldalának jobb felső sarkában a „...” menüben állíthatja „Erős masszázs” fokozatra.

Műszaki adatok

Termék neve	Nyakmasszírozó
Típus	GS500-N
Akkumulátor	1800 mAh / 6,66 Wh
Névleges töltőfeszültség	5 V DC
Névleges teljesítmény	10 W

Jelzőfények

Fény színe	Állapot	Jelentés
Kék	folyamatosan világít	töltöttség $\geq 25\%$
Narancssárga	folyamatosan világít	töltöttség $< 25\%$
Narancssárga	lűktet	töltés folyamatban
Kék	lűktet	teljesen feltöltve

A viselés módja

- Viselje szorosan a bőrön.
- Használat előtt nedves kendővel nedvesítse meg a bőrt.

A termék napi karbantartása

- Kerülje a közvetlen napfényt.
- Kerülje a magas hőmérsékletet és páratartalmat.
- Ne helyezze nyílt láng közelébe.
- Tartsa távol kemény tárgyaktól, kerülje az ütődést és a karcolódást.
- Tisztítsa enyhén nedves vagy puha ruhával.
- Ha hosszabb ideig nem használja, havonta egyszer töltsse fel; használat közben tartsa az akkumulátort teljesen feltöltve.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a javaslataink nem oldják meg a problémát, juttassa vissza a készüléket a forgalmazóhoz javításra.

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Nem indul	lemerült akkumulátor	töltsse fel a készüléket
	a készülék nincs bekapcsolva	tartsa nyomva a bekapcsoló gombot
Nem tölt / nem világít a töltésjelző	a készülék még hálózathoz van csatlakoztatva	húzza ki a töltőkábelt a készülékből
	a töltőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva	csatlakoztassa újra a kábelt
	nem megfelelő töltőkábel	használjon Type-C csatlakozású kábelt

Óvintézkedések

Figyelem - kerülje az alábbi orvosi elektronikus eszközökkel való együttes használatot

A hatások és az esetleges károk mérséklésére ne használja a készüléket az alábbi orvosi elektronikus eszközökkel együtt:

- beültetett orvosi elektronikus eszközök, például szívritmus-szabályozó;
- életfenntartó orvosi elektronikus eszközök, például szív-tüdő gép;
- orvosi elektronikus eszközök, például EKG-készülék.

Használat előtt kérje ki orvosa véleményét az alábbi esetekben, különben baleset vagy kellemetlen érzés léphet fel

- orvosi kezelés alatt álló, rendellenes testi tüneteket tapasztaló betegek;
- fertőző betegségben szenvedők;
- rozsdamentes acél elektródalapokra allergiások;
- szív- vagy agyidegi rendellenességben szenvedők;
- érzékelési zavarral vagy bőrelváltozással élők;
- 38 °C feletti testhőmérséklet (láz) esetén;
- gyógyszert szedők;
- kóros vérnyomású betegek;
- akik nem tudják szabadon kifejezni akarataikat;
- súlyos perifériás keringési zavar miatti érzészavarral élők, például cukorbetegség esetén.

A készülék használata tilos az alábbi esetekben

- rosszindulatú daganat; vérzékenység;
- várandósok és szülő nők; szívritmus-szabályozót viselők;
- heveny gennyes gyulladás; a szem környéke;
- súlyos kognitív károsodás; fém implantátum;
- spasztikus bénulás; véralvadási zavar;
- kóros idegi stresszreakció; a szív környéke;
- agyérbetegség utáni görcsös szakasz;
- tisztázatlan eszmélet, végtag- és ízületi kontraktúra-deformitás.

Figyelmeztetések

- A termék személyes testápolási masszázstermék; nem helyettesíti a gyógyszereket és az orvostechnikai eszközöket.

- Gyermekek, várandósok és menstruáló nők nem használhatják.
- A készülék lítium-akkumulátort tartalmaz; ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
- Érzékeny bőr, arc bőr-allergiás gyulladás vagy arcon lévő kozmetikai anyag esetén csak orvosi felügyelet mellett használja.
- Fémre vagy hőre allergiások legyenek óvatosak.
- A készülék melegít; aki a hőt rosszul érzékeli, különös óvatossággal használja; a melegítő felület felmelegszik.
- Kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a használatot.
- Engedély nélkül ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja kicserélni az akkumulátort.
- Nyaki sérülés esetén használat előtt kérdezze meg egészségügyi szakemberét.
- Használati környezet: 0–40 °C, relatív páratartalom <80 % (nem lecsapódó), 50–106 kPa. Szállítás és tárolás: –20...+55 °C, ≤95 % relatív páratartalom (nem lecsapódó), 50–106 kPa.
- A lítium-akkumulátort ne szerelje szét, ne alakítsa át, ne merítse vízbe, és ne tegye ki nyílt lángnak – megsérülhet és felrobbanhat.
- Használat közben ne nyomja a szívéhez a készüléket – baleset vagy kellemetlen érzés léphet fel.
- Ne használja orvosi eszközzel egy időben, és ne használjon egyszerre a termékből két vagy több darabot – hányinger vagy kellemetlen érzés léphet fel.
- Ne használja a használati útmutatóban megadottaktól eltérő célra – baleset történhet.
- Ne szerelje szét, ne javítsa és ne alakítsa át a készüléket engedély nélkül – meghibásodást vagy áramütést okozhat.
- A nyakon kívül más testrészt ne masszírozzon vele.
- Ha a beteg magas frekvenciájú sebészeti berendezést és ezt a masszírozót egyszerre használja, égési sérülés keletkezhet az elektródák helyén, és a készülék is megsérülhet.
- Ha a készüléket rövidhullámú vagy mikrohullámú terápiás berendezés közelében (1 m-en belül) használja, a masszírozó kimenete instabil lehet.
- Az elektródalapok masszázs közben ne érintkezzenek sebbel vagy heg-gel.
- Az elektródalapokat ne helyezze a mellkas szív körüli területére – ez növelheti a szívkamra-fibrilláció kockázatát.

A melegítés és a használat korlátai

- A termék nem orvosi eszköz, nyakbetegségek diagnosztizálására és kezelésére nem alkalmas. Nyakbetegséggel élők használat előtt kérjék ki orvosuk véleményét, hogy a kezelés ne kessen.
- Ne használja vezetés, mászás vagy más veszélyes tevékenység közben – baleset történhet.
- Ne használja gyúlékony és robbanásveszélyes helyen, például benzinkúton vagy poros műhelyben.
- A melegítést egyszerre legfeljebb **15 percig** használja – alacsony hőmérsékletű égési sérülés kockázata áll fenn. Alvás közben vagy öntudat nélkül ne használja; hőérzéketlen felhasználók alacsonyabb fokozatot válasszanak, és szigorúan korlátozzák a használati időt.
- Keringési zavar (pl. agyérbetegség), a nyak gyulladt vagy duzzadt bőre, gennyedés, illetve nyaki betegség esetén a használat tilos, mert a tünetek súlyosbodhatnak.
- Csecsemőket, gyermekeket, illetve részben vagy teljesen eszméletlen személyeket tartsa távol a készüléktől, és ne engedje, hogy ők használják.
- **70 éven felüliek** csak orvosi egyeztetéssel és útmutatással használhatják. 65 év felett a bőr érzékenyebb, az idegvégződések kevésbé érzékenyek, ezért alacsonyabb fokozatot válasszon, és szigorúan figyelje a használati időt.
- A masszázs erősségét személyes komfortérzete szerint fokozatosan növelje – a túl magas beállítás kellemetlenséget és izomfeszülést okozhat.

Megjegyzések

- Használat előtt olvassa el az útmutatót.
- Ha a készülék rendellenessége miatt rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a használatot. Szokatlan testi vagy bőrérzet esetén forduljon orvoshoz, és kövesse a tanácsát.
- Elektronikus eszköz viselése közben ne masszírozzon – az eszköz hibásan működhet (pl. egy elektronikus óra pontossága romolhat).
- Ha a készülék meghibásodik és nem működik, azonnal szakítsa meg az áramellátást és vegye le – különben túlmelegedés vagy rövidzárlat keletkezhet. Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- A töltőkábelt ne csatlakoztassa és ne húzza ki nedves kézzel – áramütés vagy baleset következhet.
- Alvás közben ne használja: a készülék meghibásodhat, és az elektródalapok más testrészekre csúszhatnak, kellemetlen érzést okozva.

- Viselje a készüléket helyesen a nyaki gerincen, mindkét oldalon szimmetrikusan, hogy elkerülje a balesetet és a kellemetlen érzést.
- A töltőkábel kihúzásakor a dugót fogja meg, ne a kábelt – áramütés vagy a termék károsodása következhet.
- Első használatkor, illetve hosszú tárolás utáni lemerülés esetén töltsse fel a készüléket az útmutató szerint.
- Hosszabb használat után a termék felülete felmelegszik – ez normális.
- Működés közben a készülék mérsékelten gyúrja a nyakat; ne masszírozzon hosszú ideig, kellemetlen érzés esetén tartson szünetet.
- Használat közben ügyeljen, hogy haja vagy bőre ne csípődjön be.

Javaslatok

- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a főegység gombjai megfelelően működnek.
- Első használat előtt, illetve hosszú tárolás után töltsse fel a készüléket az útmutató szerint.
- A készüléket a helyi környezetvédelmi előírások szerint selejtezze le.
- Ajánlott 16 éves kortól.

Ne használja és ne tárolja a készüléket az alábbi helyeken

- közvetlen napfényen
- víz közelében
- erős elektromágneses térben
- tűzijáték közelében
- meleg és párás helyen
- erősen poros helyen
- rezgésnek és ütődésnek kitett helyen

Figyelem

- Ha a használat bőrirritációt okoz, hagyja abba, és két-három napig figyelje a tüneteket; ha nem múlnak vagy súlyosbodnak, forduljon orvoshoz. Ekcéma, allergia vagy asztma esetén nagyobb az irritáció esélye.
- A készüléket kizárólag a rajta feltüntetett biztonsági törpefeszültségről (SELV) szabad táplálni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás alapján, a veszélyek ismeretében használhatják.

- Gyermek nem játszhat a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltsse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncal, hajcsattal együtt.
- Ne töltsse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztán kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tisztá vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiszereelését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

Az akkumulátor kiszereelése (csak leselejtezéskor)

1. Szerszámmal nyissa fel a házat.
2. Csavarja ki az áramköri lap csavarjait.
3. Csatlakoztassa le az akkumulátor kapocscsatlakozóját.
4. Vegye ki az akkumulátort.

Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU (RED) irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető: <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

A készülék rádiófrekvenciás kibocsátása a testen viselve (0 cm távolságban) is megfelel az előírásoknak. Csak a mellékelt vagy jóváhagyott antennával és tartozékokkal használja.

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: successservice2@hotmail.com.

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket a fogyasztónak eladó vállalkozást terheli. A **Hesteron Kft.**, az SKG hivatalos magyarországi forgalmazója, az általa értékesített készülékekre vállal jótállást – a skghungary.hu webáruházban, budapesti bemutatótermében vagy hivatalos viszonteladóin keresztül vásárolt termékekre –, a Hesteron Kft. vagy a hivatalos viszonteladó által kiállított számla alapján. Nem hivatalos forrásból (például külföldi webáruházból vagy magánszemélytől) vásárolt készülék esetén a jótállási igényt annál az eladónál lehet érvényesíteni, akitől a készüléket vásárolta.

A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.

- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, cse-reigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Jótállásra kötelezett forgalmazó: Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

Javítószolgálat és ügyfélszolgálat: 1158 Budapest, Késmárk u. 16. · hey@skghungary.hu · +36 20 959 8482

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki. Webáruházi vásárlásnál a jótállás a számlával is érvényesíthető.

Termék megnevezése, típusa	
Gyártási szám (S/N)	
Vásárlás (átadás) napja	
Eladó neve, címe	
Eladó bélyegzője, aláírása	

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (GS500-N User Manual EN, 2025. 06.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.