

SKG

Hasizomöv

QS700 Ultra

Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.



Online útmutató, frissítések:
skghungary.hu/utmutato/qs700-ultra

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd.

Forgalmazó Magyarországon: Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

EU-képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország

Ügyfélszolgálat: hey@skghungary.hu · skghungary.hu

Típus: QS700 Ultra · Abdominal Fitness Belt · HU-1.0 (2026)

A készülék részei

Az öv elülső oldala (befelé, a bőrhöz fordítva viselendő; a szorosság a derékbőség szerint állítható) · **az öv hátoldala** (kifelé néz, ne érintkezzen közvetlenül a bőrrel) · **a főegység gombos oldala** (felfelé nézzen) · **a főegység bőr felőli oldala** (befelé, szorosan a hasfalhoz) · **töltőcsatlakozó**. A rajzok tájékoztató jellegűek, a termék eltérhet.

Gomb	Funkció
Bekapcsoló / módváltó gomb	hosszú nyomás: be-/kikapcsolás; rövid nyomás: programváltás
Melegítés gomb	rövid nyomás: a melegítés fokozatának állítása; hosszú nyomás: hangjelzés be/ki
Ringató mozgás gomb	rövid nyomás: a ringató (lengő) mozgás erősségének állítása
Impulzus „+” gomb	rövid nyomás: az impulzus erősítése
Impulzus „-” gomb	rövid nyomás: az impulzus csökkentése; hosszú nyomás: a díszfények be-/kikapcsolása

Felhelyezés

1. Használat előtt rögzítse az öv egyik oldalát.
2. Felvételnél rögzítse az öv másik oldalát is.
3. Mindkét oldalon igény szerint állíthatja az öv szorosságát.
4. Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot az indításhoz, majd a gombokkal állítsa be a kívánt programot és fokozatot.

Töltés és jelzőfények

Sz.	Jelzés	Jelentés
1	folyamatos fehér fény	a megmaradt töltöttség kijelzése
2	folyamatos piros fény	alacsony töltöttség
3	villogó piros fény	nagyon alacsony töltöttség
4	a fehér fények egymás után, ciklikusan gyulladnak	töltés folyamatban
5	folyamatos fehér fény	teljesen feltöltve

Okos vezérlés az alkalmazásból

1. Okos vezérlés

1. **Az alkalmazás telepítése:** olvassa be a QR-kódot az útmutatóban, töltsse le és telepítse az „SKG Health” alkalmazást, majd regisztráljon vagy jelentkezzen be.
2. **Bluetooth-kapcsolat:** kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon, és nyissa meg az alkalmazást. Az „Eszközök” oldalon koppintson a „QS700 Ultra” hozzáadására; sikeres kapcsolódás után az alkalmazás a „Csatlakoztatva” feliratot mutatja.
3. **Kényelmes vezérlés:** az alkalmazásban testre szabhatja az időtartamot, a programot, az erősséget, a hangerőt stb.

2. Bővített programok

Koppintson a „Több technika” lehetőségre, ha a beépítettekénél több és újabb masszázstechnikát szeretne kipróbálni. Válassza ki és adja hozzá a „Saját technikáim” közé, majd állítsa be saját programként.

3. Szoftverfrissítés (OTA)

A készülék belső szoftverét az alkalmazásból frissítheti, így készülékcseré nélkül juthat hozzá az újabb funkciókhoz.

Műszaki adatok

Termék neve	Hasizomöv (abdominal fitness belt)
Típus	QS700 Ultra
Akkumulátor	2000 mAh / 14,8 Wh
Névleges töltőfeszültség	5 V DC
Névleges teljesítmény	13 W

Óvintézkedések

Ne használja az alábbi orvosi elektronikus eszközökkel együtt

A zavarás és az esetleges károk kockázatának csökkentésére ne használja a terméket az alábbiakkal együtt:

- beültetett orvosi elektronikus eszközök, például szívritmus-szabályozó;
- életfenntartó orvosi elektronikus eszközök, például mesterséges szív és tüdő;
- orvosi elektronikus megfigyelőeszközök, például EKG-készülék.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a főegység gombjai megfelelően működnek. Első használatkor, illetve ha hosszú tárolás után lemerült az akkumulátor, töltsse fel a terméket az útmutató szerint.
- A terméket a helyi környezetvédelmi előírások szerint selejtezze le.
- Ne használja vezetés, mászás vagy más veszélyes tevékenység közben – baleset történhet.
- Tartsa a terméket csecsemőktől, gyermekektől és részben vagy teljesen eszméletlen személyektől távol, és ne engedje, hogy használják.
- Ajánlott 16 éves kortól.
- A masszázs erősségét személyes komfortérzete szerint fokozatosan növelje – a túl magas erősség izomhúzódást okozhat.
- A termék személyes testápolási masszázstermék; nem helyettesíti a gyógyszereket és az orvostechnikai eszközöket.
- Kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a használatot.
- Derékbántalom esetén használat előtt kérdezze meg egészségügyi szakemberét.

Használat előtt kérje ki orvosa véleményét az alábbi esetekben

- fertőző betegségben szenvedők;
- rozsdamentes acél elektródalapokra allergiások;
- szív- vagy agyidegi rendellenességgel élők;
- érzékelési zavarral vagy bőrelváltozással élők;
- akik nem tudják szabadon kifejezni akarataikat;
- cukorbetegség vagy más ok miatti súlyos perifériás keringési zavarból eredő érzészavarral élők;
- érzékeny bőrűek, allergiás bőrgyulladásban szenvedők.

Nem használhatja

- Keringési zavarral (pl. agyérbetegség), a derék gyulladt vagy duzzadt bőrével, gennyedéssel, illetve derékbetegséggel élők ne használják a terméket, mert súlyosbíthatja a tüneteiket.
- Várandósok használat előtt mindenképp kérjék ki orvosuk véleményét; kifejezett orvosi engedély nélkül ne használják a terméket.

Figyelem

- Ha a használat bőrirritációt okoz, hagyja abba, és két-három napig figyelje a tüneteket; ha nem múlnak vagy súlyosbodnak, forduljon orvoshoz. Ekcéma, allergia vagy asztma esetén nagyobb az irritáció esélye.
- A készüléket kizárólag a rajta feltüntetett biztonsági törpefeszültségről (SELV) szabad táplálni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás alapján, a veszélyek ismeretében használhatják.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltsse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncal, hajcsattal együtt.
- Ne töltsse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tiszta vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiserelését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

Az akkumulátor kiserelése (csak leselejtezéskor)

1. Megfelelő szerszámmal nyissa fel a burkolatot.
2. Csavarja ki az áramköri lap csavarjait.
3. Csatlakoztassa le az akkumulátor kapocscsatlakozóját.
4. Vegye ki az akkumulátort.

Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU (RED) irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető: <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

A készülék rádiófrekvenciás kibocsátása a testen viselve (0 cm távolságban) is megfelel az előírásoknak. Csak a mellékelt vagy jóváhagyott antennával és tartozékokkal használja.

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: successservice2@hotmail.com.

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket a fogyasztónak eladó vállalkozást terheli. A **Hesteron Kft.**, az SKG hivatalos magyarországi forgalmazója, az általa értékesített készülékekre vállal jótállást – a skghungary.hu webáruházban, budapesti bemutatótermében vagy hivatalos viszonteladóján keresztül vásárolt termékekre –, a Hesteron Kft. vagy a hivatalos viszonteladó által kiállított számla alapján. Nem hivatalos forrásból (például külföldi webáruházból vagy magánszemélytől) vásárolt készülék esetén a jótállási igényt annál az eladónál lehet érvényesíteni, akitől a készüléket vásárolta.

A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetészerű használatot akadályozza, cse-reigény esetén a készüléket ki kell cserélni.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Jótállásra kötelezett forgalmazó: Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

Javítószolgálat és ügyfélszolgálat: 1158 Budapest, Késmárk u. 16. · hey@skghungary.hu · +36 20 959 8482

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki. Webáruházi vásárlásnál a jótállás a számlával is érvényesíthető.

Termék megnevezése, típusa	
Gyártási szám (S/N)	
Vásárlás (átadás) napja	
Eladó neve, címe	
Eladó bélyegzője, aláírása	

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (QS700 Ultra User Manual EN, 2026. 04.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.