

SKG

Térdmasszírozó

WS500

Használati útmutató

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg.



Online útmutató, frissítések:
skghungary.hu/utmutato/ws500

Gyártó: SKG Health Technologies Co., Ltd.

Forgalmazó Magyarországon: Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

EU-képviselő: Success Courier SL, Fuenlabrada (Madrid), Spanyolország

Ügyfélszolgálat: hey@skghungary.hu · skghungary.hu

Típus: WS500 · Knee Massager · HU-1.0 (2026)

A készülék részei

Melegítő / masszázsfelület · **állítható pántok** · **BE/KI gomb** · **„+” gomb** (a melegítés fokozatának növelése) · **„-” gomb** (a melegítés fokozatának csökkentése) · **jelzőfények** · **némító gomb** · **töltőcsatlakozó**. A képek tájékoztató jellegűek, a termék eltérhet.

Gomb	Funkció
BE/KI gomb	hosszú nyomás (1,5 mp): be-/kikapcsolás; rövid nyomás: programváltás
„+” gomb	a melegítés fokozatának növelése
„-” gomb	a melegítés fokozatának csökkentése

Használat

A legjobb hatást akkor éri el, ha a vádlit a talajhoz képest kb. 30°-os szögben lazítja el.

1. Üljön kényelmesen, a lábfejét tegye fél lépéssel előrébb.
2. Húzza fel a térdpántot a térdére úgy, hogy a körjelzés felfelé nézzen, és a térdrel egy vonalban legyen. A tépőzárral állítsa be a megfelelő szorosságot. Ügyeljen rá, hogy ne legyen túl laza, különben masszázs közben elmozdul.
3. Hosszan nyomja a BE/KI gombot az indításhoz; rövid nyomással váltson a programok között; a „+” és „-” gombbal állítsa a melegítés fokozatát.

Megjegyzés: használat közben kerülje, hogy a vádlíja a talajra merőleges (90°-os) szögben legyen, mert ez rontja a térd ellazításának hatását.

Műszaki adatok

Termék neve	Térdmasszírozó
Típus	WS500
Névleges teljesítmény	14 W
Névleges feszültség	5 V
Akkumulátor	2500 mAh / 18,5 Wh

Töltés és jelzőfények

Fény színe	Állapot	Jelentés
Kék	folyamatosan világít	az akkumulátor töltöttsége 25 % felett
Narancssárga	folyamatosan világít	az akkumulátor töltöttsége 25 % alatt
Narancssárga	villog	az akkumulátor töltődik
Kék	villog	az akkumulátor teljesen feltöltődött

A használat időtartama és programok

- Egy használat időtartama 20 perc. Figyeljen a térde állapotára, és ennek megfelelően állítsa a használat idejét és gyakoriságát. Javasolt használat: naponta kétszer, hogy elkerülje a masszázs túlzott használatát.
- Első használatkor javasolt a kíméletes programot választani, majd a térd állapota szerint váltani a többi program között.
- Nagy intenzitású programnál, ha viszketést vagy kellemetlen érzést tapasztal, váltson alacsony intenzitású, kíméletes vagy nyugtató programra.
- 70 éven felüliek óvatosan használják az „Élénkítő” és az „Erős” programot.
- Használat közben a térd rövid időre kipirosodhat. Ez nem jelent hibát; ha az állapot tartósan fennáll, forduljon orvoshoz.
- Magasabb hőfok használatakor figyeljen a térdére, hogy elkerülje az alacsony hőmérsékletű égési sérülést.
- Ha fájdalmat érez a lábában vagy a térd körül, azonnal hagyja abba a használatot.

Óvintézkedések

Veszély

- Ne használja az alábbi orvosi elektronikus eszközökkel együtt: beültetett orvosi elektronikus eszközök, például szívritmus-szabályozó; mesterséges szív és tüdő, valamint más életfenntartó orvosi elektronikus eszközök; EKG-készülék és más orvosi elektronikus eszközök.
- Ne használja vezetés, sziklamászás vagy más veszélyes tevékenység közben.
- Hosszú használat esetén fennáll az alacsony hőmérsékletű égési sérülés kockázata. Alvás közben vagy öntudat nélkül ne használja.

Figyelmeztetés

- A termék személyes testápolási masszázstermék; nem helyettesíti a gyógyszereket és az orvostechnikai eszközöket.
- Szülés utáni nők csak orvosi engedéllyel és útmutatással használhatják; várandósoknak a használat tilos (lásd alább).
- Érzékeny bőr esetén csak orvosi engedéllyel és útmutatással használja.
- Ha használat közben kellemetlen érzése van, azonnal hagyja abba.
- A termék lítium-akkumulátort tartalmaz: ne szerelje szét, ne alakítsa át, ne merítse vízbe, és ne dobja tűzbe.

Ne használja és ne tárolja a készüléket az alábbi helyeken

- tűzijáték közelében
- erős elektromágneses térben
- magas hőmérsékletű és páratartalmú helyen
- rezgésnek és ütődésnek kitett helyen
- erősen poros helyen
- benzinkútnál, poros műhelyben és más gyúlékony vagy robbanásveszélyes helyen

Az alábbi csoportok számára a használat TILOS

- rosszindulatú daganatos betegek; heveny gennyes gyulladásban szenvedők; fém implantátummal élők;
- véralvadási zavarral élők; spasztikus bénulásban szenvedők; súlyos kognitív károsodással élők;
- végtag- és ízületi kontraktúra-deformitással élők; várandósok; agyérbetegség utáni görcsös állapotban lévők;
- kóros idegi ingerlékenységgel élők; vérzékenységre hajlamosak; csecsemők, gyermekek, részben vagy teljesen eszméletlen személyek; szívritmus-szabályozót viselők.

Az alábbi esetekben használat előtt kérje ki orvosa véleményét

- agyérbetegség vagy keringési zavar, bőrgyulladás, duzzanat, gennyedés és más bőrbetegségek;
- orvosi kezelés alatt állók, akik rosszul érzik magukat;
- cukorbetegség vagy más ok miatti perifériás keringési zavarból eredő érzészavar;
- fertőző betegségek; kóros vérnyomás; érzékelési zavar;
- 38 °C feletti testhőmérséklet (láz); szív- és agyidegi rendellenességek; akik nem tudják szabadon kifejezni akaratukat.

Megjegyzések

- Használat előtt olvassa el az útmutatót.
- Ha a termék rendellenessége miatt rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a használatot, forduljon orvoshoz, és kövesse az utasításait.
- Ha a készülék rendellenesen működik és nem használható, azonnal vegye le, és forduljon az ügyfélszolgálatához.
- A töltőkábelt ne csatlakoztassa és ne húzza ki nedves kézzel – áramütés vagy baleset következhet.
- A töltőkábel kihúzásakor ne a vezetéket húzza, hanem a dugót fogja meg – áramütés vagy a termék károsodása következhet.
- Első használatkor, mert a hosszabb tárolás után az akkumulátor lemerülhetett, töltsse fel a készüléket az útmutató szerint.
- Hosszú használat után a termék felülete felmelegszik – ez normális. Ne masszírozzon folyamatosan hosszú ideig; kellemetlen érzés esetén tartson szünetet.
- A készüléket a helyi környezetvédelmi előírások szerint selejtezze le.

- A termék nem orvosi eszköz, betegségek diagnosztizálására és kezelésére nem alkalmas.
- Ha a masszírozót másik személynek szeretné átadni, előbb mindenképp kapcsolja ki.
- A készülék felülete forró; aki a hőt rosszul érzékeli, legyen különösen óvatos.

Az akkumulátor és a készülék leselejtezése

A készülék beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely más termékben nem használható.

Veszély

- A készülékből kivett akkumulátort ne töltsse.
- Ne dobja tűzbe, ne tegye ki erős hőnek. Ne szűrje át szöggel, ne üsse meg, ne szerelje szét.
- Az akkumulátor pólusait ne kösse össze fémtárggyal; ne tárolja nyakláncal, hajcsattal együtt.
- Ne töltsse, ne használja és ne tárolja hőforrás közelében vagy tűző napon. Ezek túlmelegedést, tüzet, robbanást okozhatnak.

Figyelmeztetés

- A kivett akkumulátort kisgyermekektől elzárva tartsa. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elektrolit szivárgása esetén ne érintse pusztá kézzel. Szembe kerülve ne dörzsölje, bő tiszta vízzel öblítse és forduljon orvoshoz; bőrre vagy ruhára kerülve bő vízzel mossa le.
- Szétszerelni csak a készülék leselejtezésekor szabad (tűz-, áramütés- és sérülésveszély). Javításért forduljon a forgalmazóhoz.

A lítium-ion akkumulátor értékes, újrahasznosítható nyersanyag. Leselejtezés előtt kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor kiszerelését, ártalmatlanítását bízza erre szakosodott hulladékkezelőre.

Az akkumulátor kiszerelése (csak leselejtezéskor)

1. Szakszerszámmal nyissa fel a készülék belső és külső burkolatát.
2. Csavarja ki a belső tartó rögzítőcsavarjait csavarhúzóval.
3. Csavarja ki az áramköri lap csavarjait.
4. Ollóval vágja el az akkumulátor vezetékeit.
5. Vegye ki az akkumulátort.

Újrahasznosítás, környezetvédelem

Az elhasznált elektromos készüléket ne a háztartási hulladékkal dobja ki: adja le a települési hulladékudvarban vagy a kereskedőnél kijelölt gyűjtőhelyen – ez díjmentes. Így hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a veszélyes anyagok szakszerű kezeléséhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

A SKG Health Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel az (EU) 2023/988 általános termékbiztonsági rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető:

<https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

Figyelem: nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okoz. Az elhasznált akkumulátort az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

EU-meghatalmazott képviselő

Meghatalmazott képviselő az EU-ban: Success Courier SL, Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország · e-mail: successservice2@hotmail.com.

Jótállás

A készülékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti **kötelező jótállás** vonatkozik: 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**, 250 000 Ft felett 3 év, a vásárlás (átadás) napjától számítva. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályon alapuló szavatossági jogait.

Ki vállalja a jótállást?

A jótállási kötelezettség a készüléket a fogyasztónak eladó vállalkozást terheli. A **Hesteron Kft.**, az SKG hivatalos magyarországi forgalmazója, az általa értékesített készülékekre vállal jótállást – a skghungary.hu webáruházban, budapesti bemutatótermében vagy hivatalos viszonteladóin keresztül vásárolt termékekre –, a Hesteron Kft. vagy a hivatalos viszonteladó által kiállított számla alapján. Nem hivatalos forrásból (például külföldi webáruházból vagy magánszemélytől) vásárolt készülék esetén a jótállási igényt annál az eladónál lehet érvényesíteni, akitől a készüléket vásárolta.

A fogyasztó jogai röviden

- Hibás teljesítés esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet; ha ez nem lehetséges, árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől.
- Ha a készülék a vásárlástól (átadástól) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, cseleigény esetén a készüléket ki kell cserélni.

- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaihoz és rendeltetéséhez igazodva – lehetőleg 15 napon belül el kell végezni. Ha a kijavítás az igény közlésétől számított 30 napon belül nem történik meg, a készüléket 8 napon belül ki kell cserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül vissza kell téríteni.
- A jótállási jegy elvesztése esetén a vásárlás a számlával vagy nyugtával is igazolható.

Nem tartozik a jótállás körébe a rendeltetésellenes vagy az útmutatótól eltérő használatból, szétszerelésből, átalakításból, nem gyári tartozék használatából, leejtésből, folyadék behatolásából vagy helytelen töltésből eredő hiba.

Jótállásra kötelezett forgalmazó: Hesteron Kft., 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 61/A

Javítószolgálat és ügyfélszolgálat: 1158 Budapest, Késmárk u. 16. · hey@skghungary.hu · +36 20 959 8482

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Jótállási jegy

A jótállási jegyet a vásárláskor az eladó tölti ki. Webáruházi vásárlásnál a jótállás a számlával is érvényesíthető.

Termék megnevezése, típusa	
Gyártási szám (S/N)	
Vásárlás (átadás) napja	
Eladó neve, címe	
Eladó bélyegzője, aláírása	

Ez a magyar nyelvű útmutató a gyártó angol nyelvű útmutatójának (WS500 User Manual EN, 2025. 07.) fordítása és a magyar előírásokhoz igazított kiegészítése. Eltérés esetén a biztonsági előírások tekintetében a szigorúbb rendelkezés az irányadó.